




Die neue Generation für Ihr Labor

MAESTRO LABFLOW SOFTWARE


Revolutionieren Sie Ihren Labor-Workflow!

MAESTRO LabFlow Software


MAESTRO LabFlow enthält eine große Anzahl von Standard-Workflows. Ihr maßgeschneiderter individueller Workflow kann leicht implementiert werden.

GERSTEL MAESTRO LabFlow Software: Revolutionieren Sie Ihren Labor-Workflow!

- **Client-Server-Architektur:**
Genießen Sie die Vorteile einer Client-Server-Installation, die es dem Laborpersonal und Labormanagement ermöglicht, die Systeme zentral von jedem Client aus zu steuern.
- **Moderne und ansprechende neue Benutzeroberfläche:**
Intuitive State-of-the-Art Software mit vielen Funktionen zur Revolutionierung individueller Arbeitsabläufe direkt in Ihrem Browser.
- **Verbesserte Integration von OpenLab 2:**
Nahtlose Integration der OpenLab 2 Software für Workstations, die einen integrierten Methodeneditor für schlanke Prozesse beinhaltet.
- **Erweiterter MAESTRO LabFlow Scheduler:**
Optimieren Sie die Probenverarbeitung durch die verschachtelte Ausführung mehrerer Aufgaben, wodurch die Effizienz für alle Sequenzen steigt.
- **Einfacher Datenimport:**
Mühevolle Erstellung von Sequenzen durch den Import von Tabellen im Microsoft® Excel-Format, was das Workflow-Management vereinfacht.
- **Integrierter Prüfpfad:**
Umfassende Protokollierung aller Änderungen, was die Nachvollziehbarkeit von Änderungen, auch benutzerbezogen, gewährleistet.
- **Benutzerzentrierte Verwaltung:**
Benutzerrollen auf drei Ebenen sowie Methodenschutz mit Versionskontrolle (Entwurf, Test, freigegeben) ermöglichen optimierte Workflow-Flexibilität und Sicherheit.





Verbessern Sie Ihre Laboreffizienz mit MAESTRO LabFlow -
Die neue Generation für Ihr Labor.



Neues Methodendesign mit fortschrittlichem Scheduler, um die Effizienz zu steigern, Zeit zu sparen und Proben verschachtelt zu verarbeiten

Mit der neuen Client-Server-Architektur haben Sie alle Systeme auf einen Blick und können Störungen schnellstmöglich beheben.



Die intuitive Softwareoberfläche erleichtert die Erstellung von individuellen Arbeitsabläufen

Die neue Generation für Ihr Labor

Ist die MAESTRO LabFlow Software die beste Lösung für mich?

Welche GERSTEL-Module verwenden Sie?

✓	✓	Zukünftige Releases
LabWorks Basic System: • Flüssiginjektion • Großvolumige Injektion • Headspace Injektion • Agitator • Zugabe von internen Standards • Derivatisierung • Stir Bar Sorptive Extraction SBSE (Twister®) • TF-SPME • Thermische Extraktion von Feststoffen • Thermische Desorption von Sorbensröhrchen • Thermische Extraktion von Flüssigkeiten in µ-Fläschchen (ATEX) mit TDU 2, TD 3.5+	Weitere Module: • mVap • quickMIX • SPME • DHS • Filtration • Zentrifuge • ODP • ...	• SPE • TDU Pyro • Cooled Tray/Stack • µSPE • Decapper • Waage • Barcode Reader • ...

Welche Softwares sind in MAESTRO LabFlow integriert?

✓
• Agilent OpenLab® CDS

Welche Applikationen können mit MAESTRO LabFlow durchgeführt werden?

- Materialemissionen
- Umweltanalysen, wie EU-Wasserrahmenrichtlinie, Pestizide
- Lebensmittel und Aromen, wie Pestizide, Verunreinigungen, Duftstoffe
- Luftqualitätsüberwachung mit TD 3.5+
- Pharmaverpackung, wie Lösungsmittelrückstände (OVIs), extrahierbare und auslaugbare Stoffe



GERSTEL GmbH
Headquarters

📍 **Eberhard Gerstel Platz 1**
45473 Mülheim an der Ruhr
Germany

☎ +49 208 76503-0
✉ info@gerstel.com
🌐 www.gerstel.com

Velaris reserves the right to change the specifications and the appearance of the equipment without further notification.

Version 1.0